
PRZEGLĄD ASORTYMENTU

Katalog produktów i akcesoriów
stomijnych Dansac



Seria produktów
w systemie 1 i 2 częściowym

*Heidi,
ileostomia od 2002*

NOVALIFE

Worki NovaLife zostały opracowane w oparciu o wnikliwą analizę jakości życia ponad 4000 pacjentów stomijnych.

Obawy i myśli tych użytkowników zostały starannie włączone do filozofii projektowania systemu NovaLife, który ma zminimalizować negatywne skutki codziennego użytkowania worka wśród osób żyjących ze stomią. Poprzez skupienie się na potrzebach i wymaganiach naszych klientów – pytając i słuchając – staliśmy się bardziej świadomi priorytetów jakie posiadają osoby, które są użytkownikami sprzętu stomijnego.

Dzięki dopracowanym detalom, formy i funkcji worków systemu NovaLife, stworzyliśmy produkt, który posiada cechy i zalety niezbędne do zapewnienia naszym klientom dyskrecji, wygody, bezpieczeństwa i łatwości w pielęgnacji stomii w celu podniesienia jakości ich życia.

W rzeczywistości, badania wśród pacjentów wykazały, że worki NovaLife spełniają niektóre z niezaspokojonych potrzeb ujawnionych przez pacjentów – to potwierdza nasze wspólne zaangażowanie, to po prostu NovaLife.

Funkcje i zalety systemu NovaLife

Kolorowa wypustka umieszczona na płytce powoduje, że płytkę można łatwo i bezpiecznie odkleić.

Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, która redukuje odkształcanie i zapewnia dyskrecję.

Otwór znajdujący się w górnej części płytki sprawia, że worek układa się niżej na brzuchu i jest łatwiejszy do ukrycia.

Owalny kształt powoduje, że płytka dopasowuje się do naturalnych zaokrągleń ciała, łatwo jest ją dociąć i przykleić tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

Hydrokoloidowa płytka wykonana na bazie naturalnych składników jest przyjazna dla skóry.

Wyprofilowana płytka, na brzegach bardziej cieńsza niż w środku, zapewnia elastyczne dopasowanie do ciała i bezpieczne przyleganie.

W systemie dwuczęściowym płytka i worek łączą się za pomocą sprawdzonego, bezpiecznego, dwukolorowego zapięcia oraz charakterystycznego kliknięcia, co sprawia, że system jest łatwy w użyciu i zapewnia bezpieczne połączenie pomiędzy płytką a workiem.

Elastyczny pierścień ułatwia dopasowanie się płytki do kształtu ciała.

Wysoce wydajny filtr Novalife to ochrona przed nieprzyjemnymi zapachami oraz ryzykiem tworzenia się balonu przez cały dzień. Może być używany w warunkach dużej wilgotności bez powłoki zabezpieczającej.

Funkcjonalny, ergonomiczny kształt worka został ulepszony o miękką, wygodną i wodoodporną fizelinę.

Odpowiednie ułożenie dwóch płytek przy zamknięciu pozwala na proste i higieniczne otwarcie oraz opróżnianie i czyszczenie worka.

Ujście worka można prosto i łatwo złożyć oraz bezpiecznie zamknąć dzięki unikalnemu systemowi zapięcia na rzep.

Po złożeniu ujście jest dyskretnie ukryte w obrębie worka.

Dansac NovaLife – surowce

Materiały worka

Folia: wielowarstwowa, odporna na zapachy oraz pęknięcia folia składająca się z warstw EVA (octan etylowinyli), PVDC (polichlorek winylidenu).

Powłoka: miękka, nieprzezroczysta, poliestrowa, wodoodporna fizeolina, pokrywająca worek z jednej lub obu stron.

Filtr: filtr z aktywnego węgla zastosowany w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu pochłaniania gazów. Hydrofobowa oraz nieprzyjmująca cieczy oleistych membrana ePTFE po obu stronach filtra, zastosowana w celu zapobiegania wyciekaniu płynu przez filtr oraz dostawaniu się płynu/wody poprzez filtr z zewnątrz.

Worki w systemie 2-częściowym

Pierścień: przezroczysty, uformowany pierścień z tworzywa sztucznego, złożony z PE i EVA.

Worki otwarte:

System zamykania:

- Dwie polimerowe płytki zamykające, pokryte klejem
- Dyskretna wypustka zamykająca z rzepem Velcro®
- Rzep zamykający Velcro® umieszczony na odprowadzeniu

Płytki

Płytki są elastyczne i złożone z wielu komponentów, dlatego spełniają trzy podstawowe funkcje:

- Przywierają do skóry
- Wchłaniają oraz przenoszą wilgoć
- Wypełniają fałdy i blizny na skórze

Powyższe właściwości osiągnięte są dzięki zastosowaniu hydrokoloidalnych płytek, które są mieszaniną:

- **Hydrofobowych** (nierozpuszczalnych w wodzie) polimerów, znanych jako elastomery, które są gumowymi materiałami klejącymi, zapewniającymi przyczepność do skóry.
- **Hydrofilowych** (rozpuszczalnych w wodzie) cząstek, znanych jako hydrokoloidy, które wchłaniają płyny z potu oraz ze sztucznych przetok, aby utrzymać przyczepność i chronić skórę. Co więcej, pomagają one kontrolować poziom pH skóry.

Hydrokoloidy kontrolują właściwości pH płytek. Płytki Dansac są starannie przygotowywane tak, aby pH płytki było zgodne z naturalnym, lekko kwaśnym pH zdrowej skóry.

Dansac NovaLife – cechy charakterystyczne

Worki otwarte ze schowanym zapięciem w systemie 1- i 2-częściowym

1 Proste i łatwe otwieranie

Elastyczny pasek usztywniający ujście worka umożliwia łatwe i higieniczne otwieranie i opróżnianie worka. Wystarczy lekko nacisnąć ujście z obu stron.



2 Łatwe czyszczenie

Prosto otwierające się ujście worka jest łatwe do czyszczenia zarówno w środku, jaki i na zewnątrz.



3 Proste zamknięcie

Zamknięcie worka jest proste w obsłudze, łatwo się zwiija i jest bezpiecznie zamocowane.

4 Ukryte zamknięcie

Zamknięcie jest dyskretnie ukryte i zlewa się z kształtem worka, dzięki czemu noszenie worka jest jeszcze bardziej komfortowe i łatwiej go ukryć pod ubraniem.

5 Pomarańczowa wypustka

Pomarańczowy łatwo zauważalny, nieklejący się języczek powoduje, że płytkę można łatwo i bezpiecznie odkleić.



NOVALIFE





6 Otwór w płytce został przesunięty do góry

Otwór znajduje się w górnej części płytki, dzięki czemu worek po przyklejeniu znajduje się niżej na brzuchu i łatwiej go ukryć.

7 Wodoodporna fazelina


Nawet podczas kontaktu z wodą pozostaje sucha.

8 Owalny kształt płytki

Owalny kształt płytki powoduje, że płytka klei się tam, gdzie jest to najbardziej potrzebne.

9 Niezwykle wydajny filtr NovaLife

Filtr jest w stanie przefiltrować dużą ilość gazów w krótkim czasie, a to minimalizuje ryzyko tworzenia się balonu.



10 Płytką znajduje się możliwie najbliżej górnej krawędzi worka

Nad płytką pozostaje niewielka powierzchnia worka, dzięki czemu worek jest mniejszy, bardziej dyskretny i nie załamuje się.

11 Bezpieczne przyleganie

Wokół stomii płytka jest najgrubsza natomiast przy brzegu jest bardzo cienka, dzięki czemu bezpiecznie klei się do skóry.



12 Przyjazna skórze płytka

Przyjazna dla skóry hydrokoloidowa płytka na bazie naturalnych składników, która sprawdza się już od wielu lat.

13 Bezpieczne i elastyczne zapięcie

Płytką i worek łączą się za pomocą sprawdzonego bezpiecznego i elastycznego zapięcia. Elastyczny pierścień ułatwia dopasowanie się płytki do kształtu ciała.

NovaLife worki zamknięte w systemie 1-częściowym



NOVALIFE	MINI	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI
	Beżowe	Beżowe	Przezroczyste	Beżowe	Przezroczyste
Otwór wyjściowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
10 mm (do przycięcia)	903 - 10	901 - 10	902 - 10	905 - 10	906 - 10
25 mm (do przycięcia)		901 - 25			
30 mm (do przycięcia)		901 - 30			
35 mm (do przycięcia)		901 - 35			
40 mm (do przycięcia)		901 - 40			
45 mm (do przycięcia)		901 - 45			
50 mm (do przycięcia)		901 - 50			
Opis					
Max do przycięcia (wys. x szer. mm)	38/50 mm	55/70 mm	55/70 mm	70/90 mm	70/90 mm
Wys. x szer.	175 x 130 mm	190 x 145 mm	190 x 145 mm	210 x 157 mm	210 x 157 mm
Pojemność	360 ml	470 ml	470 ml	620 ml	620 ml
Pakowany po	30 szt.	30 szt.	30 szt.	30 szt.	30 szt.

NovaLife worki otwarte w systemie 1-częściowym



NOVALIFE	MINI	MIDI	MIDI	MAXI	MAXI
	Beżowe	Beżowe	Przezroczyste	Beżowe	Przezroczyste
Otwór wyjściowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
10 mm (do przycięcia)	9252 - 10	9232 - 10	9242 - 10	9152 - 10	9162 - 10
Opis					
Max do przycięcia (wys. x szer. mm)	38/50 mm	55/70 mm	55/70 mm	70/90 mm	70/90 mm
Wys. x szer.	220 x 132 mm	239 x 144 mm	239 x 144 mm	259 x 158 mm	259 x 158 mm
Pojemność	300 ml	420 ml	420 ml	550 ml	550 ml
Pakowany po	30 szt.	30 szt.	30 szt.	10 szt.	10 szt.


NovaLife worki zamknięte i otwarte w systemie 2 -częściowym






NOVALIFE	MIDI	MIDI
	Beżowe	Beżowe
Średnica pierścienia	Nr katalogowy	Nr katalogowy
■ 36 mm	1301 - 36	13152 - 36
■ 43 mm	1301 - 43	13152 - 43
■ 55 mm	1301 - 55	13152 - 55
■ 70 mm	1301 - 70	13152 - 70
Opis		
Wys. x szer.	190 x 145 mm	239 x 144 mm
Pojemność	390 ml	440 ml
Pakowany po	30 szt.	30 szt.

NovaLife 2 Płytki

NOVALIFE



Rozmiar pierścienia	Otwór wyjściowy	Max do przycięcia	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
 36 mm	10 mm (do przycięcia)	28 mm	1736 - 10		
 43 mm	10 mm (do przycięcia)	35 mm		1743 - 10	
 55 mm	10 mm (do przycięcia)	47 mm			1755 - 10
Opis					
Wys. x szer.			85 x 72 mm	105 x 89 mm	105 x 89 mm
Pakowany po			5 szt.	5 szt.	5 szt.



Seria produktów
w systemie 1 i 2 częściowym

*Helene,
ileostomia od 1998*

NOVA

Funkcje i zalety systemu Nova

Wydajny filtr, który został zastosowany w worku Dansac Nova zbudowany jest z dwóch warstw aktywnego węgla, dzięki czemu dokładnie oczyszcza gazy zbierające się wewnątrz.

Został on dodatkowo zabezpieczony specjalną membraną, która chroni filtr przed wilgocią i zapchaniem. Dzięki temu teraz możesz swobodnie brać prysznic i spokojnie przespać całą noc bez obaw, że woda lub zmiana pozycji we śnie zakłóci prawidłową pracę filtra.

Woreczki Dansac Nova pokryte są wewnątrz specjalnie wytłoczoną folią z pęcherzykami powietrza, dzięki której treść jelitowa nie przylega do ścianek worka. Eliminuje ona również odgłosy towarzyszące opróżnianiu się jelita.

Delikatne i miękkie woreczki Dansac Nova zwiększają komfort i dyskrecję. Dzięki nim zapomnisz, że nosisz worek.

Specjalna struktura płytki hydrokolooidowej - grubsza w środku i zwężająca się ku brzegom - powoduje, że jest ona elastyczna i jednocześnie daje poczucie pełnego bezpieczeństwa. Odpowiednio dobrane składniki sprawiają, że płytka worka Dansac Nova jest hypoalergiczna i przyjazna dla skóry.

Niezależny języczek ułatwia usuwanie osłonki z płytki, a duża i wyraźnie nadrukowana skala powoduje, że docinanie dożądanego rozmiaru nie będzie sprawiało trudności nawet osobom o słabym wzroku.

Idealnym rozwiązaniem dla stomii wklęsłych lub, w przypadku osób otyłych, ulokowanych w fałdzie brzusznej są płytki typu convex z wypukłością 6 mm. Przy przyklejaniu płytki wypukłość powoduje lekki ucisk na skórę wokół stomii, dzięki czemu zapadnięta przetoka wyciągana jest na powierzchnię skóry. Wypukłość zapobiega podciekaniu treści jelitowej pod płytkę i zapewnia komfort i poczucie bezpieczeństwa.

Podstawową troską osoby używającej sprzęt stomijny jest obawa przed przeciekaniem. Takie ryzyko eliminuje unikalna płytka hydrokolooidowa o 3 mm wypukłości, dzięki której nie dochodzi do podciekania treści jelitowej pod płytkę, skóra jest jeszcze bardziej chroniona, a pielęgnacja stomii jest jeszcze prostsza.

Płytką jest niezwykle miękka i elastyczna, co zapewnia doskonałe przyleganie do skóry.

Dansac Nova – cechy charakterystyczne

Worki otwarte i zamknięte w systemie 1- i 2 - częściowym



NOVA

- 1 Hydrokoloidowa, przyjazna dla skóry płytka**
wykonana na bazie naturalnych składników, grubsza wokół stromii i cieńsza ku brzegom, dzięki czemu idealnie przylega do skóry. Duża powierzchnia klejąca płytki zapewnia szczelność i bezpieczeństwo w codziennym funkcjonowaniu.
- 2 Trzywarstwowa budowa worka**
zabezpieczająca działanie filtra węglowego. Specjalnie tłoczona folia z pęcherzykami powietrza minimalizuje przyleganie treści jelitowej do ścianek worka i redukuje nieporządane odgłosy towarzyszące wypróżnianiu się jelita.
- 3 Wodoodporna fizelina**
która podczas kontaktu z wodą pozostaje sucha.
- 4 Filtr węglowy**
eliminujący nieprzyjemne zapachy i zapobiegający tworzeniu się efektu balona.
- 5 Prosta w usuwaniu osłonka płytki**
z wyraźną skalą ułatwiającą docięcie otworu dożądanego rozmiaru.
- 6 Szerokie ujście**
ułatwiające opróżnianie i czyszczenie oraz niezwykle proste w obsłudze i bezpieczne zapięcie na rzep.
- 7 Bezpieczne, dwukolorowe zapięcie**
płytki i worka. Elastyczny pierścień z niskim profilem (4,6 mm) ułatwia dopasowanie płytki do kształtu ciała.



Nova 1 worki zamknięte w systemie 1-częściowym



NOVA¹

	REGULAR	REGULAR	MINI CAP
	Beżowe	Przezroczyste	Beżowe
Otwór wyjściowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
20 - 60 mm (do przycięcia)	801 - 20	802 - 20	829 - 20
25 mm (do przycięcia)	801 - 25		
30 mm (do przycięcia)	801 - 30		829 - 30
35 mm (do przycięcia)	801 - 35		
40 mm (do przycięcia)	801 - 40		829 - 40
45 mm (do przycięcia)	801 - 45		
50 mm (do przycięcia)	801 - 50		
Opis			
Płytką	100 x 100 mm	100 x 100 mm	Ø 95 mm
Wys. x szer.	194 x 150 mm	194 x 150 mm	Ø 100 mm
Pojemność	420 ml	420 ml	50 ml
Pakowany po	30 szt.	30 szt.	30 szt.

Nova 1 worki otwarte FoldUp w systemie 1-częściowym



NOVA¹

	MINI	MINI	REGULAR	REGULAR	MAXI	MAXI
	Beżowe	Przezroczyste	Beżowe	Przezroczyste	Beżowe	Przezroczyste
Otwór wyjściowy	Nr katalog.	Nr katalog.	Nr katalog.	Nr katalog.	Nr katalog.	Nr katalog.
15 - 50 mm (do przycięcia)	825 - 15	826 - 15				
15 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 15	824 - 15		
20 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 20			
25 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 25			
30 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 30			
35 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 35			
40 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 40			
45 - 60 mm (do przycięcia)			823 - 45			
15 - 90 mm (do przycięcia)					815 - 15	816 - 15

Opis

Płytką (wys. x szer. mm)	85 x 85	85 x 85	100 x 100	100 x 100	125 x 125	125 x 125
Wys. x szer. mm	225 x 128	225 x 128	265 x 148	265 x 148	306 x 180	306 x 180
Pojemność	290 ml	290 ml	510 ml	510 ml	800 ml	800 ml
Pakowany po	30 szt.	30 szt.	30 szt.	30 szt.	10 szt.	10 szt.

Nova 1 worki otwarte FoldUp Convex 6 mm w systemie 1-częściowym



NOVA¹

Otwór wyjściowy

15 - 46 mm
(do przycięcia)

Opis

	Beżowe	Przezroczyste
	Nr katalogowy	Nr katalogowy
	841 - 46	842 - 46
Wypukłość	6 mm	6 mm
Płytką	115 x 115 mm	115 x 115 mm
Wys. x szer.	265 x 148 mm	265 x 148 mm
Pojemność	650 ml	650 ml
Pakowany po	10 szt.	10 szt.

Nova 1 worki otwarte Infant, dla dzieci, w systemie 1-częściowym



NOVA¹

	Przezroczyste	Przezroczyste
Otwór wyjściowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
0 - 40 mm (brak otworu, do przycięcia wg potrzeby)	818 - 00	
10 - 40 mm (do przycięcia)		818 - 10
Opis		
Płytką	70 x 70 mm	70 x 70 mm
Wys. x szer.	208 x 111 mm	208 x 111 mm
Pojemność	250 ml	250 ml
Pakowany po	30 szt.	30 szt.
Elastyczna zapinka	30 szt.	30 szt.

Nova 1 Uro X3 worki urostomijne w systemie 1-częściowym



NOVA¹

WOREK
UROSTOMIJNY

WOREK
UROSTOMIJNY

WOREK DO NOCNEJ
ZBIÓRKI MOCZU

ŁĄCZNIK

Beżowe

Przezroczyste

Przezroczyste

Przezroczyste

**Otwór
wyjściowy**

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Nr katalogowy

12 - 46 mm
(do przycięcia)

891 - 12

892 - 12

420 - 00

400 - 50

Opis

Płytką

100 x 100 mm

100 x 100 mm

Wys. x szer.

245 x 150 mm

245 x 150 mm

295 x 210 mm

Pojemność

330 ml

330 ml

2000 ml

Pakowany po

10 szt.*


10 szt.*

10 szt.
+ rurka 120 cm

10 szt.

* w opakowaniu jeden łącznik oraz 10 korków





NOVA²



Rozmiar pierścienia	Otwór wyjściowy	Max do przycięcia	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
36 mm	15 mm	28 mm	1136 - 15			
43 mm	15 mm	35 mm		1143 - 15		
55 mm	15 mm	47 mm			1155 - 15	
70 mm	15 mm	62 mm				1170 - 15
Opis						
Wys. x szer. mm			85 x 85	100 x 100	100 x 100	115 x 115
Pakowany po			5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Nova 2 X3

Płytki, wypukłość 3 mm



NOVA² X3

Rozmiar pierścienia	Otwór wyjściowy	Max do przycięcia	Nr katalogowy	Nr katalogowy
 43 mm	15 mm	30 mm	1343 - 15	
 55 mm	15 mm	42 mm		1355 - 15
Opis				
Wys. x szer. mm			106 x 106	120 x 120
Pakowany po			5 szt.	5 szt.

Nova 2 Convex

Płytki, wypukłość 6 mm



NOVA²

Rozmiar pierścienia	Otwór wyjściowy	Max do przycięcia	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
36 mm	15 mm	23 mm	1536 - 15			
	15 mm	30 mm		1543 - 15		
43 mm	25 mm	25 mm			1543 - 25	
	30 mm	30 mm				1543 - 30

Opis


Wys. x szer. mm			100 x 100	100 x 100	100 x 100	115 x 115
Wypukłość			6 mm	6 mm	6 mm	6 mm
Pakowany po			5 szt.	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Rozmiar pierścienia	Otwór wyjściowy	Max do przycięcia	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
55 mm	15 mm	42 mm	1555 - 15		
	35 mm	35 mm		1555 - 35	
	40 mm	40 mm			1555 - 40

Opis

Wys. x szer. mm			115 x 115	115 x 115	115 x 115
Wypukłość			6 mm	6 mm	6 mm
Pakowany po			5 szt.	5 szt.	5 szt.

Nova 2 worki zamknięte i otwarte w systemie 2-częściowym



NOVA ²	REGULAR	REGULAR	REGULAR
	Beżowe	Beżowe	Przezroczyste
Średnica pierścienia	Nr katalogowy	Nr katalogowy	Nr katalogowy
 36 mm	1201 - 36	1215 - 36	1216 - 36
 43 mm	1201 - 43	1215 - 43	1216 - 43
 55 mm	1201 - 55	1215 - 55	1216 - 55
 70 mm	1201 - 70	1215 - 70	1216 - 70
Opis			
Wys. x szer.	194 x 150 mm	265 x 148 mm	265 x 148 mm
Pojemność	450 ml	590 ml	590 ml
Pakowany po	30 szt.	10 szt.	10 szt.

Nova 2 Uro, worki urostomijne w systemie 2-częściowym



NOVA²

WOREK
UROSTOMIJNY

WOREK
UROSTOMIJNY

WOREK DO NOCNEJ
ZBIÓRKI MOCZU

ŁĄCZNIK

Beżowe

Przezroczyste

Przezroczyste

Przezroczyste

Otwór
wyjściowy

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Nr katalogowy

Nr katalogowy

36 mm

1217 - 36

1218 - 36

420 - 00

400 - 50

43 mm

1217 - 43

1218 - 43

420 - 00

400 - 50

55 mm

1217 - 55

1218 - 55

420 - 00

400 - 50

Opis

Wys. x szer.

245 x 150 mm

245 x 150 mm

295 x 210 mm

Pojemność

330 ml

330 ml

2000 ml

Pakowany po

10 szt.*

10 szt.*

10 szt.
+ rurka 120 cm

10 szt.

* w opakowaniu jeden łącznik oraz 10 korków





Aksesoria stomijne

*Mariam,
kolostomia od 2006*

dansac 

DANSAC EasiSpray™ ADHESIVE REMOVER

spray ułatwiający odklejanie płytki

DANSAC EasiSpray™ ADHESIVE REMOVER

dla łatwiejszego
odklejania płytki

Pojemność	50 ml
Nr katalogowy	083-01



Bezzapachowy i przyjazny dla skóry spray Dansac Easispray™ Adhesive Remover do łatwiejszego usuwania płytki ze skóry. Zbalansowany skład produktu oparty na delikatnym silikonie zapewnia wygodniejsze i bezbolesne usuwanie przylepca. Brak uczucia zimnej skóry podczas stosowania. Pojemnik w technologii bag-in-can umożliwia aplikację środka pod dowolnym kątem i opróżnienie opakowania do ostatniej kropli płynu

DANSAC EasiSpray™
ADHESIVE REMOVER

hexamethyldisiloxane.

DANSAC SKIN PROTECTOR

chusteczki ochronne i zabezpieczające



DANSAC SKIN PROTECTOR

dla lepszej ochrony skóry
i poprawy przyczepności płytki

Pakowane	1 szt.
Nr katalogowy	081-30

W przypadku problemów ze skórą w okolicach stomii, ważne jest jej właściwe zabezpieczenie. Dansac Skin Protector w postaci chusteczek tworzy na skórze delikatną elastyczną powłokę, która chroni narażone miejsca na działanie np. treści jelitowej. Łagodna formuła na bazie silikonu gwarantuje bezbolesną aplikację. Użycie nasączonej chusteczki poprawia przyleganie płytki przez co wydłuża czas używania sprzętu stomijnego.

DANSAC SKIN PROTECTOR

heksametylodisiloksan,
trimetylosiloksykrzemian,
cyklopentasiloksan.

Aksesoria pielęgnacyjne

dla dodatkowej pielęgnacji skóry



SKIN CREME

SKIN CREME

SKIN LOTION

SKIN LOTION TISSUE

dla lepszego
nawilżenia

dla lepszego
nawilżenia

dla lepszego
oczyszczenia

dla łatwiejszego
oczyszczenia

Opakowanie	50 ml	100 ml	50 ml	1 szt.
Nr katalogowy	085 - 50	085 - 00	70005 - 0001	71000 - 0000

Skóra pod płytką stomijną często pozostaje sucha. Stosowanie kremu do skóry Dansac Skin Creme zapobiega wysuszeniu i podrażnieniu skóry wokół stomii. Krem nie jest tłusty, dzięki czemu nie wpływa negatywnie na przylepność płytki do skóry. Ma postać bezzapachowej, białej emulsji. Krem szybko się wchłania i pozostawia uczucie miękkiej i gładkiej skóry. Może być stosowany każdorazowo podczas zmiany worka/płytki.

Płyn Dansac Lotion przeznaczony jest do oczyszczania skóry wokół stomii. Stosowany bezpośrednio w miejscach, gdzie przyklejana jest płytka stomijna, pomaga zachować naturalne właściwości skóry.

Chusteczki Dansac Tissue służą do oczyszczania skóry wokół stomii. Są nasączone Dansac Lotion, przez co ich właściwości są identyczne z płynem kosmetycznym. Zaleca się codzienne oczyszczanie skóry chusteczkami Dansac Tissue.

DANSAC SKIN CREME

Kwas stearynowy, alkohol cetylowy, palmitnian izopropylu, mirystynian izopropylu, olej mineralny, eter glikolu polietylenowego z fitosterolu, silikon 200, propyloparaben, mieszanka koncentratu witaminowego (witaminy A, D oraz E), edetynian disodu (sól disodowa EDTA), metyloparaben, Imidazolidinyl urea, Aloes, trietanolamina- trójetanolamina, woda oczyszczona, glikol propylenowy.

DANSAC SKIN LOTION

Woda, etanol, olej lniany, wodorotlenek potasu, kwas kokosowy, substancje zapachowe, galusan propylu, kwas chlorowodorowy.

ADAPT™ STOMA POWDER

dla dodatkowego zabezpieczenia skóry wokół stomii



ADAPT™ STOMA POWDER	
Waga	28,3g
Nr katalogowy	7906IZ

Puder Stomijny Adapt skutecznie wchłania wilgoć ze skóry w okolicach stomii. Poprawia przyczepność i właściwe przyleganie płytki do ciała. Łatwy i szybki w aplikacji.

ADAPT™ STOMA POWDER

pektyna, żelatyna, sól sodowa karboksymetylocelulozy.

DANSAC SOFT PASTE

pasta uszczelniająca



DANSAC SOFT PASTE

idealna do
wyrównywania fałd

Pojemność	50 g
Nr katalogowy	77550 - 0

Idealna do wyrównywania fałd oraz blizn i umożliwia bezpieczne umieszczenie płytki wokół stomii. Pasta Soft chroni skórę, podnosi komfort i bezpieczeństwo oraz wydłuża czas noszenia sprzętu stomijnego.

DANSAC SOFT PASTE

ester izopropylowy kopolimeru poliwinylometylometakrylowego, żelatyna, pektyna, poliakryloamid, polisorbitat, wypalana krzemionka, alantoina, metyloparaben, butyloparaben, etanol, 1-butanol.

DANSAC GX-tra SEALS

pierścienie uszczelniające



	PIERŚCIEŃ	PIERŚCIEŃ	PIERŚCIEŃ	PIERŚCIEŃ
	dla lepszego uszczelnienia	dla lepszego uszczelnienia	dla lepszego uszczelnienia	dla lepszego uszczelnienia
Opakowanie	30 szt.	30 szt.	30 szt.	30 szt.
Średnica otworu	20 mm	30 mm	40 mm	50 mm
Grubość	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
Nr katalogowy	725 - 20	725 - 30	725 - 40	725 - 50

Dansac GX-tra Seals zostały stworzone w celu wyeliminowania ryzyka pojawiania się przecieków treści jelitowej pod płytkę stomijną. Pierścienie to idealne rozwiązanie w przypadkach gdy skóra jest nierówna czy zmarszczona - można je formować w dowolny sposób. Przy pomocy pierścieni GX-tra sprzęt może zostać dostosowany do indywidualnych potrzeb. Możliwość zakupu pojedynczych sztuk.

DANSAC GX-tra SEAL

sól sodowa karboksymetylocelulozy, poliizobutylen, pektyna, żelatyna oraz włókna bawełniane.
Folia zabezpieczająca składa się z polietylenu oraz silikonu.

Pasek podtrzymujący

dla dodatkowego zabezpieczenia w systemie 1 i 2 częściowym



	<u>PASEK</u>	<u>DANSAC PASEK Z KLAMRAMI Ø48</u>	<u>DANSAC PASEK Z KLAMRAMI Ø85</u>
	beżowy	beżowy	biały
Opakowanie	1 szt.	1 pasek + 5 klamerek	
Długość	100 cm	100 cm	100 cm
Nr katalogowy	090 - 02	09076-0000	09075-0000

Czasami konieczne jest użycie paska w celu dodatkowego potrzymania i zabezpieczenia worka. Pasek Dansac może być stosowany zarówno z workami jedno- jak i dwuczęściowymi i jest używany, kiedy istnieje konieczność dodatkowego zabezpieczenia płytki.

Nr katalogowy 090 - 02

Stosuje się go w sprzęcie dwuczęściowym, a także w workach jednoczęściowych typu Dansac Nova 1 FoldUp Convex. Paski mocuje się do zaczepów, które są umieszczone przy pierścieniach worków, a w przypadku Dansac Nova 1 FoldUp przy płytce.

Nr katalogowy 09076-0000 oraz 09075-0000

W komplecie z jednym paskiem znajduje się 5 klamer plastikowych, które służą do dodatkowego zabezpieczenia worka w systemach NovaLife i Nova. Klamra Ø85 sprawdzi się przy workach jednoczęściowych z początkowymi numerami ref. 823, 824, 9232, 9242 oraz w systemie dwuczęściowym z pierścieniem Ø43, Ø55, Ø70. Zestaw klamer Ø48 przeznaczony jest do worków Nova 818 oraz pierścienia Ø36 w systemie dwuczęściowym.

DANSAC NODOR S

dla dodatkowego komfortu oraz ochrony skóry



NODOR S

dla dodatkowej
dyskrecji

NODOR S

dla dodatkowej
dyskrecji

Pojemność	50 ml	250 ml
Nr katalogowy	080 - 00	080 - 01

Aby zapobiec pojawianiu się nieprzyjemnego zapachu podczas opróżniania lub zmiany worka, Dansac poleca stosowanie neutralizatora zapachu Dansac Nodor S. Już kilka kropeł płynu wpuszczonych do worka tuż przed założeniem, skutecznie eliminuje nieprzyjemny zapach.

Produkt nierefundowany.

Sprzedaż wyłącznie gotówkowa.

DANSAC NODOR S

siarczan glinu, siarczan cynku,
oczyszczona woda.

DANSAC Zestaw do irygacji

do irygacji



ZESTAW DO IRYGACJI

Nr katalogowy	900 - 35
---------------	----------

Zestaw do irygacji przeznaczony jest dla osób z kolostomią, które stosują irygację. Dansac oferuje kompletne zestawy zawierające wszystko to, co jest potrzebne do wykonania tego zabiegu. Zestaw umieszczony jest w estetycznej kosmetyczce.

ZESTAW DO IRYGACJI

W skład zestawu wchodzi: rękaw do irygacji z hydrokoloidową płytką, zbiornik na wodę, łącznik, regulator przepływu wody, stożek z rurką, szczoteczka do czyszczenia, klamerki, worek Dansac Mini Cap Nova 1, worek Dansac Nova 1 Mini, Dansac Skin Lotion (płyn pielęgnacyjny), Dansac Skin Lotion Tissue (chusteczki pielęgnacyjne)



RĘKAW DO IRYGACJI Z HYDROKOLOIDOWĄ PŁYTKĄ

Nr katalogowy	950 - 35
---------------	----------

Wymiary

Średnica płytki	100 mm
Średnica otworu	35 mm
Maks. do przycięcia	70 mm
Długość worka	850 mm
Szerokość worka	130 / 190 mm



CENTRUM POMOCY PACJENTOM



800 800 783

bezpłatna infolinia z telefonów stacjonarnych

42 225 23 10

z telefonów komórkowych

CZYNNA: PN. - PT. 8.30 - 15.30



ELEKTRONICZNY FORMULARZ KONTAKTU

www.dansac.pl | dansac@hartmann.info



859 332 (05/2020)

Drodzy Pacjenci,

Pragniemy zachęcić do kontaktu z **CENTRUM POMOCY PACJENTOM**. Wysłuchamy każdej sprawy związanej z problemami stomijnymi, wspólnie znajdziemy rozwiązania oraz wskażemy kierunki właściwego postępowania na przyszłość. Pamiętajcie Państwo, że jesteśmy po to, aby służyć pomocą, radą i wsparciem dla Was i Waszych bliskich.



Do usłyszenia!



PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.

ul. Żeromskiego 17
95-200 Pabianice

tel. 42 225 22 60
fax 42 209 46 46

e-mail: dansac@hartmann.info
www.hartmann.pl