


HydroTac[®] transparent

Przezroczysty
opatrunek hydrożelowy



NOWOŚĆ



Element
HydroTherapy
Efficacy. And Simplicity.

HARTMANN



HydroTac[®] transparent

HydroTac[®] transparent comfort

HydroTac transparent i transparent comfort to pojedynczo pakowane sterylne opatrunki. Obydwie wersje oddają wilgoć i absorbują ograniczoną ilość wysięku. Opatrunki sprzyjają gojeniu ran poprzez wspieranie procesów epitelializacji i ziarninowania^[1].



Wsparcie:

Zapewnia optymalnie wilgotne warunki, szczególnie ranom suchym lub o niskim wysięku, wspierając gojenie ran

NOWOŚĆ



Przyjazny dla skóry:

Dobrze tolerowany przez skórę



Kojący:

Zapewnia uczucie chłodzenia w miejscu zranienia^[3]



Zabezpieczający:

Zewnętrzna warstwa opatrunku stanowi skuteczną barierę przeciwbakteryjną



Przejrzysty:

Przezroczysty opatrunek nawilżający



Na rynku dostępnych jest wiele produktów do leczenia ran, a wybór właściwego produktu do konkretnej rany może nastęrczać **trudności** tak, że czujemy się jak zagubieni na morzu. Na opatrunkach firmy HARTMANN można **polegać** – jak światło latarni poprowadzą nas przez proces leczenia rany. HydroTac transparent, jeden z naszych **nowoczesnych** opatrunków, umożliwia codzienną ocenę tego procesu.

Kiedy stosować

- Na rany suche lub o niewielkim wysięku podczas etapów ziarninowania i epitelializacji
- Na przewlekłe i ostre rany – np. oparzenia, otarcia, rozerwania skóry, itp.



Zalety

- Łatwy w użyciu
- Atraumatyczna zmiana opatrunku^[1,2]
- Może pozostawać na ranie do 7 dni

HydroTac[®] transparent

HydroTac[®] transparent comfort

Asortyment oraz wymiary produktu

Nazwa produktu	Rozmiar produktu		Numer artykułu	Jednostka miary
	Rozmiar całkowity	Rozmiar opatrunku		
HydroTac [®] transparent 	5 x 7.5 cm	nie dotyczy	6859050	P 10
	10 x 10 cm	nie dotyczy	6859060	P 10
	20 x 20 cm	nie dotyczy	6859080	P 10
HydroTac [®] transparent comfort 	8 x 8 cm	4 cm x 4 cm	6859250	P 10
	12.5 x 12.5 cm	8 cm x 8 cm	6859260	P 10
	6.5 x 10 cm	2.5 cm x 6 cm	6859280	P 10

NOWOŚĆ




HydroTac® transparent – dostępny w 3 rozmiarach, wersja bez obrzeży samoprzylepnych (konieczne zastosowanie dodatkowego mocowania).



5 x 7.5 cm



10 x 10 cm



20 x 20 cm

HydroTac® transparent comfort – dostępny w 3 rozmiarach z samoprzylepnymi obrzeżami z klejem na bazie akrylu. Nie wymaga dodatkowego mocowania.



8 x 8 cm



12.5 x 12.5 cm



6.5 x 10 cm





Idziemy w stronę
zdrowia

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.
ul. Żeromskiego 17
95-200 Pabianice

www.hartmann.pl
www.hartmann24.pl

[1] P. Zollner et al (2007) Clinical performance of a Hydrogel dressing in chronic wounds, a prospective observational study. Journal of Wound Care 16, No. 3, March 2007 [2] (2018) Clinical Evaluation Report, Hydrosorb transparent and hydrosorb transparent comfort. 1.0/03.07.2018 [3] Bazire et al (2015) Hydrosorb® versus control (water based spray) in the manner of radio-induced skin toxicity: Results of a multi-centre controlled random trial. Radiotherapy and Oncology 117, 229-23. Wyroby medyczne.



Leczenie ran