

# Vivano®

Kompleksowe rozwiązanie  
w podciśnieniowej terapii ran.



Vivano®  
Safety. And Simplicity.





## Wyjątkowy system do podciśnieniowej terapii ran (NPWT) wraz z dedykowanym serwisem

Stworzony we współpracy z grupą ekspertów w dziedzinie medycyny, system Vivano® zapewnia dostosowane do potrzeb, zintegrowane rozwiązania ukierunkowane na osiągnięcie nowatorskich rezultatów.

- HARTMANN to 140 lat doświadczenia w leczeniu ran
- Dogłębna wiedza, zrozumienie i nieustanny dialog aby poznać Państwa potrzeby
- Kompleksowe rozwiązania wykraczające poza samo urządzenie
- Pasja i wartości, którymi wspieramy specjalistów w dziedzinie ochrony zdrowia w ich drodze do rozwoju bezpiecznej terapii podciśnieniowej



Vivano®  
Kompleksowe rozwiązanie

## System do podciśnieniowej terapii ran zaprojektowany aby spełnić Państwa oczekiwania.

Inspirowane przez zespół ekspertów w dziedzinie medycyny, nowe Vivano® Tec Pro, zostało zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i prostym użytkowaniu, aby wspierać Państwa podczas całego procesu leczenia rany.

- Nowe urządzenie i komponenty, zaprojektowane do optymalnego działania
- Stworzone z myślą o bezpiecznej & prostej terapii ran





# Vivano<sup>®</sup>Tec Pro

Nowe urządzenie do terapii podciśnieniowej zaprojektowane z myślą o bezpieczeństwie i prostym użytkowaniu przynoszącym efektywne rezultaty

## NOWE Vivano<sup>®</sup>Tec Pro



### Zbiornik Vivano<sup>®</sup>Tec

- 300 ml i 800 ml
- Umożliwia szybkie & łatwe podłączenie
- Filtr węglowy niwelujący zapach wydzieliny




### Opatrunek piankowy Vivano<sup>®</sup>Med

- Równomierna dystrybucja podciśnienia
- Bezpieczny do usunięcia z rany




### Vivano<sup>®</sup>Tec Port

- Wielo-światłowy
- Efektywny drenaż płynów i wydzieliny z rany



### Hydrofilm<sup>®</sup>

- Niezawodna przyczepność
- Pół-przepuszczalny




### Vivano<sup>®</sup>Med Abdominal Warstwa Zabezpieczająca Narządy

- Dobra przyczepność do opatrunku piankowego
- Kieszenie do łatwej & bezpiecznej aplikacji




### Właściwe komponenty

- Vivano<sup>®</sup>Med White Foam
- Atrauman<sup>®</sup> Silicone
- Vivano<sup>®</sup>Med Gel Strip



### Łatwe użytkowanie

- Nowy, zoptymalizowany, kolorowy ekran dotykowy, z funkcją szybkiego dostępu, obsługiwany także przez rękawice
- Intuicyjny interfejs graficzny i nowy, czytelny system kontroli szczelności systemu za pomocą wyświetlanych natychmiastowo zielonych/czerwonych pulsujących symboli
- Przewijana historia zdarzeń z funkcją filtrowania umożliwiającą łatwą analizę przebiegu terapii



### Bezpieczeństwo

- Wizualne i akustyczne komunikaty alarmowe zawierające wskazówki jak rozwiązać problem
- Mechaniczny przycisk Włącz/Wyłącz w połączeniu z blokadą ekranu zapobiega niezamierzonemu użyciu lub wyłączeniu urządzenia

### Komfort obsługi i użytkowania

- Obudowa urządzenia umożliwiająca łatwe czyszczenie i dezynfekcję
- Zintegrowany uchwyt
- Niski poziom hałasu generowanego przez urządzenie<sup>1</sup>
- Automatyczny tryb dzienny i nocny z regulowaną jasnością ekranu



### Jedno urządzenie:

- 3 proste kroki aby rozpocząć terapię
- Tryb terapii ciągłej i przerywanej (zmiennej)
- Zakres ustawień podciśnienia 20 - 200 mmHg regulowany co 5 mmHg
- Nowy intuicyjny interfejs graficzny, umożliwiający obsługę w rękawiczkach
- Nieuciążliwy poziom hałasu & automatyczny tryb dzienny/nocny z regulowaną jasnością ekranu

### Kompatybilny asortyment:

- Łatwe w użyciu zestawy opatrunkowe
- Dostosowane do użytku z torbą i pasem naramiennym Vivano<sup>®</sup>Tec
- Zaprojektowany do użytku stacjonarnego i dla pacjentów mobilnych

<sup>1</sup> 33dB; potwierdzony poziom hałasu nie wywołujący zaburzeń snu wynosi 34,24 dB.





Opieka nad  
pacjentem



Najlepsze  
rezultaty

## Wiele korzyści w Państwa codziennej pracy

**Kompleksowe rozwiązanie Vivano® zapewnia bezpieczeństwo pracy lekarza, umożliwiając pełną kontrolę nad całym procesem leczenia rany.**

Spersonalizowane  
wsparcie



### Co oferuje Vivano® aby wspierać Państwa w osiągnięciu najlepszych rezultatów?

- **Nowe** & ulepszone urządzenie
- Jeden **zintegrowany** system
- **Precyzyjny** pomiar ciśnienia
- **Niezawodne usunięcie** wydzieliny z rany, płynów śródmiąższowych & zainfekowanych materiałów
- Regularne, prowadzone na miejscu szkolenia & wsparcie

### W jaki sposób Vivano® ułatwia Państwa codzienną pracę?

- Mały, lekki & **kompaktowy design**
- **Dostosowany** asortyment
- **Łatwe czyszczenie**, bez konieczności wymiany dodatkowych filtrów
- **Wsparcie produktowe & serwis**

### Czego mogą Państwo oczekiwać aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort Państwa pacjentom?

#### Dla Państwa:

- Łatwa obsługa systemu & zmiany opatrunków
- Prosta wymiana zbiornika przy użyciu jednej reki
- Komunikaty alarmowe ze wskazówkami do samodzielnego rozwiązania problemu

#### Dla Państwa pacjentów:

- Niski poziom hałasu
- Tryb dzienny & nocny
- Brak nieprzyjemnego zapachu

# Vivano® Kompleksowe rozwiązanie do efektywnego leczenia ran.

Sieć

Bezpieczeństwo

Jedno  
urządzenie

Prostota

Wsparcie

Kompleksowe  
rozwiązanie

Rezultaty

Kompetencje



[www.vivanosystem.info](http://www.vivanosystem.info)

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
ul. Żeromskiego 17

Bezpłatna infolinia:  
800 26 96 36

[www.vivanosystem.info](http://www.vivanosystem.info)

Mat. nr: 859 668 (0920)



Wound  
Management



Idziemy w stronę  
zdrowia