


# Gama opatrunków Cosmopor®

## Cosmopor® E

Cosmopor® E gładko przylega do skóry, jest chłonny i nie przykleja się do rany dzięki mikrosiatce pełniącej rolę warstwy kontaktowej. Opatrunek zapewnia łatwą i niezawodną pielęgnację ran.



- Warstwa chłonna wykonana z wiskozy absorbuje wysięk z rany
- Warstwa kontaktowa wykonana z siatki polietylenowej zapobiega przywieraniu opatrunku do rany

## Cosmopor® advance

Doskonały jako opatrunek w pierwszych dniach gojenia rany.

Cosmopor® advance oferuje innowacyjną ochronę ran z systemem Dry Barrier. Jest wyjątkowo chłonny, co pozwala uniknąć częstych zmian opatrunku. Wyjątkowo gruba warstwa chłonna amortyzuje urazy i zapewnia wysoki komfort noszenia.



**3x** większa chłonność<sup>[2]</sup>

- Warstwa chłonna wykonana z włókien SAP wiąże wysięk z rany co zmniejsza ryzyko zakażeń wtórnych rany.
- Wykonana z wiskozy warstwa transferowa opatrunku szybko przenosi wysięk z rany do warstwy absorbującej
- Warstwa kontaktowa opatrunku (siatka polietylenowa) zapobiega przywieraniu do rany

# Asortyment produktów

## Podstawowe dane logistyczne

### Cosmopor® E

Numer artykułu	Jednostka miary	Rozmiar	Wymiary warstwy chłonnej (cm)	Opakowanie zbiorcze
900 870	50 szt.	7.2 x 5 cm	4 x 2.5	20
900 871	25 szt.	10 x 6 cm	6,5 x 2.5	27
900 872	25 szt.	15 x 6 cm	11 x 2.5	18
900 873	25 szt.	10 x 8 cm	6,5 x 3.8	22
900 874	25 szt.	15 x 8 cm	11 x 3.8	14
900 875	25 szt.	20 x 8 cm	16 x 3.8	12
900 876	25 szt.	20 x 10 cm	16 x 5.5	12
900 877	25 szt.	25 x 10 cm	20.5 x 5.5	8
900 878	25 szt.	35 x 10 cm	30.5 x 5.5	8



### Cosmopor® advance

Numer artykułu	Jednostka miary	Rozmiar	Wymiary warstwy chłonnej (cm)	Opakowanie zbiorcze
901 010	25 szt.	7.2 x 5 cm	4 x 2.5	20
901 011	25 szt.	10 x 6 cm	6.5 x 2.5	24
901 013	25 szt.	10 x 8 cm	6.5 x 3.8	18
901 014	25 szt.	15 x 8 cm	11 x 3.8	12
901 015	25 szt.	20 x 10 cm	30.5 x 5.5	10



<sup>1</sup> Dane IQVIA, sell-out 11.2020

<sup>2</sup> W porównaniu do Cosmopor® E o tym samym rozmiarze.

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
ul. Żeromskiego 17  
95-200 Pabianice  
[www.hartmann.pl](http://www.hartmann.pl)  
[www.hartmann24.pl](http://www.hartmann24.pl)

HARTMANN

Idziemy w stronę zdrowia

# Cosmopor®

Opatrunki, na których można polegać.



**Numer 1**  
wśród pacjentów

Najczęściej kupowany opatrunek na rany pooperacyjne w Polsce.<sup>[1]</sup>

Leczenie ran

HARTMANN





Podstawowa  
ochrona  
rany pooperacyjnej

Na rany:  
Z dużym wysiękiem  
Wrażliwe na ból  
W miejscach narażonych  
na urazy wtórne

# Cosmopor®

Jedna linia produktów  
do wszelkich zastosowań.

Opatrunki na rany Cosmopor® zapewniają niezawodną ochronę za każdym razem. Dwa warianty **Cosmopor® advance** i **Cosmopor® E** polecane są na wszystkie rodzaje ran chirurgicznych, a także ostre rany takie jak rozcięcia lub otarcia.



## Cosmopor® E

Niezawodna standardowa ochrona **Cosmopor® E** to sterylny, samoprzylepny opatrunek na rany. Zastosowany w nim hipoalergiczny klej z kauczuku syntetycznego zapewnia bezpieczne dopasowanie i zapobiega rolowaniu się. Oddychająca włóknina zapewnia wygodę noszenia.

### Cosmopor® E

- Wyjątkowo miękka i oddychająca włóknina
- Hydrofobowa mikrosiatka polietylenowa
- Hipoalergiczny klej z kauczuku syntetycznego
- Zaokrąglone rogi



## Cosmopor® advance

**Cosmopor® advance** to samoprzylepny opatrunek, który ze względu na swoją wyjątkową chłonność jest idealny na rany o dużym wysięku. Element chłonny opatrunku, oprócz wiskozy zawiera też włókna superabsorbentu (SAP), zamykające wilgoć w swojej strukturze i utrzymujące ją z daleka od rany. Zmniejsza to ryzyko występowania zakażeń wtórnych i podrażnień skóry wokół rany.

### Cosmopor® advance

- Wyjątkowo miękka i oddychająca włóknina
- 3 warstwowa wysoce chłonna poduszeczka z superchłonnymi włóknami (SAP)
- Hipoalergiczny klej z kauczuku syntetycznego
- Zaokrąglone rogi



**3x** większa chłonność [2]