


# System Leczenia Ran



## Rany powierzchowne

Oczyszczanie rany		Ziarninowanie	Epitelializacja	
Wysięk				
Tkanka martwicza	Zakażenie	Złogi włóknika		
Produkty	Produkty	Produkty	Produkty	Produkty
HydroClean® plus	HydroClean® plus HydroClean® advance + Zetuvit® Plus	HydroClean® plus HydroClean® advance	HydroClean® plus HydroClean® advance	HydroTac®
HydroClean® advance	Atrauman® Ag + Zetuvit® Plus	HydroClean® plus HydroClean® advance + Zetuvit® Plus	HydroTac®	HydroTac® comfort
Hydrosorb Gel	HydroClean® plus HydroClean® advance + Atrauman® Ag	Grassolind	HydroTac® comfort	Hydrocoll
Grassolind	Grassolind		Hydrocoll Hydrocoll sacral Hydrocoll concave	Grassolind
			Grassolind	

## Rany głębokie lub szczelinowe

Oczyszczanie rany		Ziarninowanie	Epitelializacja	
Wysięk				
Tkanka martwicza	Zakażenie	Złogi włóknika		
Produkty	Produkty	Produkty	Produkty	Produkty
HydroClean® plus cavity	HydroClean® plus cavity	HydroClean® plus cavity	HydroClean® plus cavity	HydroTac®
Hydrosorb Gel	HydroClean® plus cavity + Zetuvit® Plus	HydroClean® plus cavity + Zetuvit® Plus	Sorbalgon	HydroTac® comfort
	Sorbalgon			Hydrocoll
	Atrauman® Ag + Sorbalgon			

### HydroClean® plus



Hydroaktywny opatrunek (HRWD™) z unikatowym mechanizmem płucząco-absorbującym. Może być także użyty do leczenia ran zakażonych oraz do reaktywacji procesu gojenia, jeśli stagnacja jest spowodowana przez zbyt dużą aktywność metaloproteinaz macierzy zewnątrzkomórkowej.  
7,5 x 7,5 cm / 10 x 10 cm

### HydroClean® plus cavity



Wersja opatrunku HydroClean® plus przeznaczona do ran głębokich; pochłania wysięk całą powierzchnią.  
7,5 x 7,5 cm

### HydroClean® advance



Specjalnie zaprojektowany do małych ran. **Nowość!** Ø 4 cm

### HydroTac®



Hydroaktywny (HRWD™) opatrunek piankowy z warstwą hydrożelu, przyspieszający zamykanie rany. Zapewnia wilgotne środowisko dla procesów gojenia dzięki warstwie hydrożelu z technologią AquaClear Gel Technology.  
10 x 10 cm / 10 x 20 cm / 15 x 15 cm / 20 x 20 cm

### HydroTac® comfort



Wersja samoprzylepna opatrunku HydroTac®.  
12,5 x 12,5 cm / 15 x 15 cm / 20 x 20 cm

### Zetuvit® Plus



Wysokochłonny opatrunek, który szybko wchłania wysięk z rany i trwale wiąże go w strukturze superabsorbentu. Może być stosowany także do ran zakażonych.  
10 x 10 cm / 10 x 20 cm / 20 x 40 cm

### Atrauman® Ag



Antybakteryjny opatrunek siatkowy ze srebrem metalicznym, impregnowany maścią, zalecany do leczenia ran zainfekowanych lub narażonych na zanieczyszczenie.  
5 x 5 cm / 10 x 10 cm / 10 x 20 cm

### Hydrosorb® Gel



Przezroczysty hydrożel na bazie roztworu Ringera, który natychmiast po wprowadzeniu do rany, tworzy w niej wilgotne środowisko, co sprzyja procesowi gojenia. Może być również stosowany do pobudzania procesu ziarninowania.  
15 g

### Hydrocoll®




Samoprzylepny opatrunek hydrokoloidowy z poliuretanową powłoką przepuszczalną dla gazów, natomiast nieprzepuszczalną dla cieczy i drobnoustrojów. Do opatrzywania ran o umiarkowanej lub małej ilości wydzieliny bez objawów zakażenia.  
5 x 5 cm / 7,5 x 7,5 cm / 10 x 10 cm / 15 x 15 cm / 20 x 20 cm

### Hydrocoll® Sacral




Wersja opatrunku Hydrocoll® o specjalnie wykształconym kształcie do zaopatrywania owrzodzeń w okolicy krzyżowej. Zewnętrzna wodoodporna warstwa opatrunku zabezpiecza ranę przed dostępem płynów, moczu i stolca.  
12 x 18 cm

### Hydrocoll® Concave



Wersja opatrunku Hydrocoll® idealna do zaopatrywania zaokrąglonych części ciała, w szczególności pięt i łokci.  
8 x 12 cm

### Hydrocoll® Thin



Cieńsza samoprzylepna wersja opatrunku Hydrocoll® – przeznaczona do ran z mniejszym wysiękiem lub znajdujących się już w fazie naskórkowania.  
7,5 x 7,5 cm / 10 x 10 cm / 15 x 15 cm

### Grassolind®



Opatrunek z siatki bawełnianej o dużych oczkach, impregnowany neutralną maścią, niezawierającą składników czynnych i uczulających. Do zaopatrywania skóry uszkodzonej, ran suchych i powierzchniowych takich jak otarcia, rany szarpane, tłuczone, oparzenia. Można zastosować przy opatrzywaniu miejsca pobrania i przeszczepu skóry.  
5 x 5 cm / 7,5 x 10 cm / 10 x 10 cm / 10 x 20 cm / 20 x 20 cm

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o.  
ul. Stefana Żeromskiego 17  
95-200 Pabianice  
Bezpłatna infolinia:  
0 800 26 96 36 (8.00 - 16.00)

Odwiedź nasze strony:  
[www.hartmann.pl](http://www.hartmann.pl)  
[www.hartmann24.pl](http://www.hartmann24.pl)  
Kontakt:  
e-mail: [leczenie.ran@hartmann.info](mailto:leczenie.ran@hartmann.info)  
telefon: 608 065 900